

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd150/Slam Del Topo Per Citometria A Flusso - Q9Qum4

Numero articolo: CM0011136

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio anti-CD150/SLAM del topo per citometria a flusso. Bersaglia il membro 1 della famiglia SLAM del topo, un recettore di membrana cellulare di 38 kDa coinvolto nella segnalazione immunitaria. Reagisce con campioni di topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Coniglio anti-CD150/SLAM del topo mAb
Osservazioni/Alias	Slam; CD150; IPO-3; CDw150; ESTM51; 4933415F16
Specie	Topo
GeneID (Umano)	6504
GeneID	27218
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 25-242 del CD150/SLAM del topo (NP_038758.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Topo
SWISS	Q9QUM4
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio