

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd161C/Nk1.1 Di Topo Per Fc - P27814

Numero articolo: CM0012264

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro CD161c/NK1.1 di topo per la citometria a flusso. Consente lo studio della citotossicità delle cellule natural killer e della produzione di interferone-gamma. Reagisce con il topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD161c/NK1.1 di topo
Note/alias	Nk1; Ly59; Nk-1; CD161; Ly-59; Ly55c; NK1.1; NKR-P1; Nk1.2; Klrb1b; NK-RP1; Nk-1.2; Nkrp1b; Nkrp1c; ly-55c; NKR-P140; NKR-P1.9
Specie	Topo
GeneID (umano)	3820
GeneID	17059
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 67-223 di CD161c/NK1.1 di topo (NP_001153376.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P27814
Peso della proteina	25 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante