

Anticorpo Monoclonale Anti-Topo Cd161C/Nk1.1 () Per Citometria A Flusso - P27814

Numero articolo: CM0012413

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro il topo CD161c/NK1.1 (P27814). Adatto per il rilevamento di cellule NK mediante citometria a flusso (FC) negli studi di immunologia e immuno-oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Topo CD161c/NK1.1
Osservazioni/Alias	Nk1; Ly59; Nk-1; CD161; Ly-59; Ly55c; NK1.1; NKRP1; Nk1.2; Klr1b; NK-RP1; Nk-1.2; Nkrp1b; Nkrp1c; ly-55c; NKRP140; NKR-P1.9
Specie	Topo
GeneID (umano)	3820
GeneID	17059
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 67-223 del topo CD161c/NK1.1 (NP_001153376.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P27814
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio