

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd19 Di Topo () Per Citometria A Flusso - P25918

Numero articolo: CM0008152

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro il CD19 di topo, direttamente coniugato con per la citometria a flusso (FC). Validato in campioni di topo; derivato da un immunogeno ricombinante di CD19 di topo. Ideale per applicazioni di ricerca sulle cellule B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD19 di topo
Specie	Topo
ID del gene (umano)	930
ID del gene	12478
Immunogeno	Proteina ricombinante del CD19 di topo.
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P25918
Peso della proteina	60 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante