


Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse Cd204 Per Citometria A Flusso - P30204

Numero articolo: CM0005372



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che mira al CD204 murino (MSR1), validato per citometria a flusso. Ideale per la ricerca sul recettore scavenger dei macrofagi in aterosclerosi, immunità innata e formazione di cellule schiumose.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb Rabbit anti-Mouse CD204
Note/Alias	MSR; SR-A; Scvr; MRS-A; MSR-A; SR-AI; SR-AII; Scara1
Specie	Topo
Gene ID (Umano)	4481
Gene ID	20288
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 350-458 del CD204 murino (NP_001106797.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Topo
SWISS	P30204
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio