

## Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse Cd215/IL-15Rα ( ) Per If/Icc, Fc - Q60819

Numero articolo: CM0009236



### introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato specifico per la subunità alfa del recettore dell'interleuchina-15 del mouse (CD215/IL-15Rα). Validato in IF/ICC e FC, consente il rilevamento e l'analisi della segnalazione IL-15 in campioni di mouse. SWISS: Q60819, peso proteico 28kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                                           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | Rabbit anti-Mouse CD215/IL-15Rα mAb                                                                                                                              |
| Osservazioni/Alias  | Il15ra                                                                                                                                                           |
| Specie              | Mouse                                                                                                                                                            |
| Gene ID (Umano)     | 3601                                                                                                                                                             |
| Gene ID             | 16169                                                                                                                                                            |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 33-205 del CD215/IL-15Rα del mouse (NP_032384.1). |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpi Monoclonali                                                                                                                                            |
| Applicazione        | IF/ICC, FC                                                                                                                                                       |
| Reattività Crociata | Mouse                                                                                                                                                            |
| SWISS               | Q60819                                                                                                                                                           |
| Peso Proteico       | 28kDa                                                                                                                                                            |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                                                               |