

Anticorpo Monoclonale Anti-CD215/IL-15R α Murino Per If/Icc, Fc - Q60819

Numero articolo: CM0009560



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato, ottenuto da coniglio, anti-CD215/IL-15R α murino per IF/ICC e citometria a flusso. Specifico per il topo; l'immunogeno corrisponde agli aa 33-205. Peso della proteina: 28 kDa. Adatto per studi sulla segnalazione del recettore dell'IL-15.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD215/IL-15R α murino
Note/alias	IL15ra
Specie	Topo
ID gene (umano)	3601
ID gene	16169
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q60819
Peso della proteina	28 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante