

Anticorpo Monoclonale Anti-Topo Cd22 () Per Citometria A Flusso - P35329

Numero articolo: CM0010842

introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio coniugato rileva specificamente il CD22 (Siglec-2) del topo, un corecettore inibitorio delle cellule B, validato per la citometria a flusso nella ricerca immunologica e sulle cellule B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Topo CD22
Note/Alias	Lyb8; Lyb-8; A530093D23
Specie	Topo
GeneID (umano)	933
GeneID	12483
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-151 del CD22 del topo (NP_033975.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P35329
Peso Proteico	89kDa/93kDa/97kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio