

Anticorpo Monoclonale Anti-Topo Cd22 () Per If-P, Fc - P35329

Numero articolo: CM0008851

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato mirato al CD22 del topo (Siglec-2). Validato per immunofluorescenza e citometria a flusso su cellule B, supportando la ricerca in biologia delle cellule B e immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Topo CD22
Note/Alias	Lyb8; Lyb-8; A530093D23
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	933
ID Gene (Topo)	12483
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-151 del CD22 del topo (NP_033975.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF-P, FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P35329
Peso Proteico	89kDa/93kDa/97kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio