

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd22 Di Topo Per Citometria A Flusso - P35329

Numero articolo: CM0011568

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato mirato al CD22 di topo (Siglec-2). Validato per la citometria a flusso, ideale per la biologia delle cellule B, l'immunologia e la ricerca sulla segnalazione. Rileva il CD22 di superficie nativo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Rabbit anti-Mouse CD22 mAb
Osservazioni/Alias	Lyb8, Lyb-8, A530093D23
Specie	Topo
GenelD (umano)	933
GenelD	12483
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-151 del CD22 di topo (NP_033975.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Topo
SWISS	P35329
Peso proteico	89kDa/93kDa/97kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio