

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd223/Lag-3 Di Topo Per Fc - Q61790

Numero articolo: CM0012353



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-LAG-3 di topo coniugato con per citometria a flusso. Ha come bersaglio CD223 di topo, un recettore del checkpoint immunitario sulle cellule T. Adatto per la ricerca immuno-oncologica e lo sviluppo di test diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD223/LAG-3 di topo
Note/alias	Ly66; CD223; LAG-3
Specie	Topo
GeneID (umano)	3902
GeneID	16768
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-442 di CD223/LAG-3 di topo (NP_032505.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q61790
Peso della proteina	57 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante