

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd23 Di Topo Per Fc - P20693

Numero articolo: CM0005061

introduzione

L'anticorpo monoclonale anti-CD23 di topo in coniglio è stato validato per la citometria a flusso (FC). Riconosce la CD23 di topo, il recettore IgE a bassa affinità fondamentale per la regolazione delle IgE e la differenziazione dei linfociti B. Ideale per la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb anti-CD23 di topo in coniglio
Note/Alias	CD23; Fce2; Fcer2; Ly-42
Specie	Topo
GeneID (Uomo)	2208
GeneID	14128
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-331 della CD23 di topo (NP_038545.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P20693
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio