

Anticorpo Monoclonale Anti-Topino Cd24 () Per If/Icc, If-P, Fc - P24807

Numero articolo: CM0004092

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio anti-topino CD24, validato per IF/ICC, IF-P e citometria a flusso. Adatto per studi sulla differenziazione delle cellule immunitarie del topo, sullo sviluppo dei timociti e sull'attivazione delle cellule B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di coniglio anti-Topino CD24
Note/Alias	HSA; Cd24; Ly-52; nectadrina
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	100133941
ID Gene	12484
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-53 del CD24 di topo (NP_033976.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF/ICC, IF-P, FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P24807
Peso Proteico	8kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio