

Anticorpo Monoclonale Anti-Topo Cd25, Coniugato , Per Citometria A Flusso - P01590

Numero articolo: CM0004537

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che riconosce il CD25 del topo, adatto per l'analisi in citometria a flusso delle cellule T regolatorie. Supporta studi sulla tolleranza immunitaria e sulle autoimmunità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Topo CD25 coniugato
Note/Alias	CD25; IL2r; Ly-43
Specie	Topo
GeneID (Umano)	3559
GeneID	16184
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-236 del CD25 del topo (NP_032393.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P01590
Peso Proteico	30KDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio