

Anticorpo Monoclonale Anti-Topo Cd252 (Legante Ox40) Per If/Icc, Fc - P43488

Numero articolo: CM0005720

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità che bersaglia CD252 (Legante OX40) di topo per immunofluorescenza/citochimica immunologica e citometria a flusso. Ideale per la ricerca sulla co-stimolazione dei linfociti T. Rileva una proteina di 22 kDa. UniProt P43488.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Mouse CD252 (OX40 Ligand) mAb
Note/Alias	Ath1; gp34; Ath-1; Ox40l; TXGP1; CD134L; OX-40L; Tnlg2b; Txgp1l
Specie	Topo
GeneID (Umana)	7292
GeneID	22164
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 51-198 di CD252 (Legante OX40) di topo (NP_033478.1)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P43488
Peso proteico	22 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio