

Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse Cd270/Hvem Per Citometria A Flusso - Q80Wm9

Numero articolo: CM0011009



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-mouse CD270/HVEM coniugato ad , validato per la citometria a flusso. Adatto per studi sulla regolazione immunitaria, sulla segnalazione delle cellule T e sulla difesa dell'ospite. SWISS: Q80WM9.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	Rabbit anti-Mouse CD270/HVEM mAb
Osservazioni/Alias	TR2; Atar; HveA; Hvem; Tnfrs14
Specie	Mouse
GenelD (Umano)	8764
GenelD	230979
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 39-207 del CD270/HVEM murino (NP_849262.1))
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	Q80WM9
Peso Proteico	30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio