

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd272/Btla Di Topo () Per Citometria A Flusso - Q7Tsa3

Numero articolo: CM0010875



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro CD272/BTLA di topo e validato per la citometria a flusso. Ideale per la ricerca in immunologia e oncologia, rileva BTLA sui linfociti e su altre cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD272/BTLA di topo
Note/Alias	A630002H24
Specie	Topo
ID del gene (umano)	151888
ID del gene	208154
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-176 del CD272/BTLA di topo (NP_001032808.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q7TSA3
Peso molecolare	34 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante