


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd274/Pd-L1 Di Topo () Per Citometria A Flusso - Q9Ep73

Numero articolo: CM0010283



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro CD274/PD-L1 di topo, validato per la citometria a flusso. Rileva la proteina checkpoint immunitaria PD-L1, fondamentale per lo studio della regolazione delle cellule T e dei meccanismi di evasione immunitaria tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD274/PD-L1 di topo
Note/alias	B7h1; Pdl1; Pdcd1l1; Pdcd1lg1; A530045L16Rik
Specie	Topo
GeneID (umano)	29126
GeneID	60533
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-235 di CD274/PD-L1 di topo (NP_068693.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q9EP73
Peso della proteina	32 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante