

Anticorpo Monoclonale Anti-Topo Cd28 () Per Citometria A Flusso - P31041

Numero articolo: CM0012064



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio anti-topo CD28, validato per citometria a flusso. Bersaglia il recettore co-stimolatorio CD28 dei linfociti T (Swiss-Prot P31041) per la ricerca in immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Nome Prodotto	mAb di coniglio anti-topo CD28
Note/Alias	Cd28
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	940
ID Gene (Topo)	12487
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-149 del CD28 di topo (NP_031668.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P31041
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio