

Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse Cd3 Per Fc - P04235 / P22646

Numero articolo: CM0010092

introduzione

Anticorpo monoclonale Rat anti-Mouse CD3 validato per la citometria a flusso, che riconosce sia le catene delta che epsilon del CD3 (P04235/P22646). Ideale per l'immunofenotipazione delle cellule T e la ricerca sull'immunità adattiva.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rat anti-Mouse CD3 mAb
Note/Alias	T3d; CD3; T3e; CD3epsilon
Specie	Mouse
Gene ID (Umano)	916/915
Gene ID	12500/12501
Immunogeno	Un peptide sintetico derivato dal CD3 murino
Fonte	Ratto
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	P04235/P22646
Peso Proteico	19kDa/21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio