

Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse Cd3 Per Citometria A Flusso - P04235 / P22646

Numero articolo: CM0010174

introduzione

Anticorpo monoclonale ratto anti-mouse CD3 validato per la citometria a flusso. Riconosce sia le catene CD3 δ (19 kDa) che CD3 ϵ (21 kDa) del complesso TCR-CD3. Ideale per la ricerca sulle cellule T in campioni di topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Ratto anti-Maouse CD3 mAb
Note/Alias	T3d; CD3; T3e; CD3epsilon
Specie	Mouse
GenelD	12500/12501
Immunogeno	Peptide sintetico; Un peptide sintetizzato derivato dal CD3 di topo.
Fonte	Ratto
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	P04235/P22646
Peso Proteico	19 kDa/21 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio