


## Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse Cd317/Bst2 Per Citometria A Flusso - Q8R2Q8

Numero articolo: CM0008782



### introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit anti-mouse CD317/BST2 coniugato progettato per applicazioni di citometria a flusso. Specifico per il CD317 murino (antigene 2 stromale del midollo osseo), un fattore di restrizione antivirale chiave espresso dalle cellule produttrici di interferone di tipo I.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | Rabbit anti-Mouse CD317/BST2 mAb                                                                                                   |
| Note/Alias          | GREG; Bst-2; CD317; DAMP-1; 2310015I10Rik                                                                                          |
| Specie              | Mouse                                                                                                                              |
| ID Gene (Umano)     | 684                                                                                                                                |
| ID Gene             | 69550                                                                                                                              |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 55-152 di CD317/BST2 murino (NP_932763.1) |
| Origine             | Rabbit                                                                                                                             |
| Categoria           | Anticorpi Monoclonali                                                                                                              |
| Applicazione        |                                                                                                                                    |
| Reattività Crociata | Mouse                                                                                                                              |
| SWISS               | Q8R2Q8                                                                                                                             |
| Peso Proteico       | 19kDa                                                                                                                              |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                              |