


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd317/Bst2 Di Topo Per Wb Ed Elisa - Q8R2Q8

Numero articolo: CM0005009



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità mirato al CD317/BST2 (antigene 2 stromale del midollo osseo) del topo per Western blot ed ELISA. Adatto per studi sull'antiviralità e sull'immunità innata in modelli murini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	CD317/BST2 Rabbit mAb
Note/Alias	GREG; Bst-2; CD317; DAMP-1; 2310015I10Rik
Specie	Topo
GeneID (Umano)	684
GeneID	69550
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 55-152 del CD317/BST2 del topo (NP_932763.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q8R2Q8
Peso Proteico	19kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio