

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd32 Di Topo Per Ihc-P, Fc, Elisa - P08101

Numero articolo: CM0012222

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD32 di topo ad alta specificità validato per IHC-P, FC, ELISA. Adatto per lo studio delle funzioni del recettore Fc gamma IIB nella biologia dei complessi immuni e nella modulazione dei linfociti B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD32 Rabbit mAb
Note/Alias	CD32; Fcgr2; Fcr-2; Fcr-3; Ly-17; LyM-1; Lym-1; fcRII; FcgRII; Fcgr2a; Ly-m20; Fc[γ]RII; F630109E10Rik
Specie	Topo
GeneID (umano)	2213
GeneID	14130
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-207 della CD32 di topo (NP_034317.1)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IHC-P, FC, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P08101
Peso proteico	31kDa/33kDa/36kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio