

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd34 Di Topo Per Citometria A Flusso - Q64314

Numero articolo: CM0010426

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con diretto contro CD34 di topo, una proteina di membrana di 41 kDa. Validato per la citometria a flusso (FC), rileva le cellule progenitrici ematopoietiche. Ideale per la ricerca sull'emopoiesi e sulle cellule staminali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD34 di topo
Note/Alias	CD34; molecola CD34; GIG3; MORT1
Specie	Topo
GeneID (umano)	947
GeneID	12490
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q64314
Peso della proteina	41 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante