

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd34 Di Topo Per Citometria A Flusso - Q64314

Numero articolo: CM0010236

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro CD34 di topo e validato per la citometria a flusso. Ideale per gli studi sulle cellule staminali ematopoietiche. Reagisce crociatamente con il topo. PM: 41 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD34 di topo
Note/alias	CD34; molecola CD34; GIG3; MORT1
Specie	Topo
GenelD (umano)	947
GenelD	12490
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-287 di CD34 di topo (NP_598415.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q64314
Peso della proteina	41 kDa
Spedizione	Borsa con ghiaccio