


Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse Cd38 Per Fc - P56528

Numero articolo: CM0012440



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il CD38 murino, validato per la citometria a flusso. Mira alla proteina ADP-ribosil ciclasi/idrolasi ADP-ribosio ciclico 1, una glicoproteina transmembrana coinvolta nella segnalazione del calcio e nell'attivazione dei linfociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Mouse CD38
Osservazioni/Alias	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	952
GeneID	12494
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 45-304 del CD38 murino (NP_031672.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Mouse
SWISS	P56528
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio