

Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse Cd4 (Apc/Cyanina7) Per Citofluorimetria - P06332

Numero articolo: CM0009361

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CD4 di topo, coniugato con APC/Cyanina7, validato per la citofluorimetria. Ideale per lo studio dello sviluppo dei linfociti T helper, della risposta immunitaria e delle funzioni del corecettore MHC di classe II.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	APC/Cyanina7 mAb Rabbit anti-Mouse CD4
Note/Alias	L3T4; Ly-4
Specie	Topo
GeneID (umano)	920
GeneID	12504
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Topo
SWISS	P06332
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio