

Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse Cd4 Per Citometria A Flusso - P06332

Numero articolo: CM0004845

introduzione

Anticorpo monoclonale Rabbit anti-Mouse CD4 ad alte prestazioni, validato per citometria a flusso. Mira alla glicoproteina CD4, essenziale per la funzione delle cellule T helper e la ricerca sulla risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale Rabbit anti-Mouse CD4
Note/Alias	L3T4; Ly-4
Specie	Topo
Gene ID (Umano)	920
Gene ID	12504
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-394 del CD4 di topo (NP_038516.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P06332
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio