

Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse Cd4 Per Citometria A Flusso - P06332

Numero articolo: CM0010661

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-mouse CD4, validato per la citometria a flusso. Riconosce il CD4 murino (L3T4, Ly-4), un marcatore delle cellule T-helper essenziale per la funzione di corecettore MHC di classe II. Adatto per il profilo delle cellule immunitarie in campioni di topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rabbit anti-Mouse CD4 mAb
Osservazioni/Alias	L3T4; Ly-4
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	920
GeneID	12504
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-394 del CD4 murino (NP_038516.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Mouse
SWISS	P06332
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio