

Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse Cd4 (Pe/Cyanine5) Per Fc - P06332

Numero articolo: CM0009903

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-Mouse CD4 coniugato a PE/Cyanine5 per citometria a flusso (FC). Riconosce il CD4 murino (L3T4, Ly-4), un corecettore delle cellule T per MHC di classe II. Validato per campioni di topo, peso proteico 51kDa. Adatto per studi sulla risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE/Cyanine5 Coniglio anti-Mouse CD4 mAb
Note/Alias	L3T4; Ly-4
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	920
GeneID	12504
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-394 del CD4 murino (NP_038516.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	P06332
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio