

Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse Cd44 Per If/Icc E Fc - P15379

Numero articolo: CM0005817



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-mouse CD44 coniugato con , validato per immunofluorescenza (IF/ICC) e citometria a flusso (FC). Rileva il CD44 murino, un recettore dell'acido ialuronico e una molecola di adesione coinvolta nel traffico delle cellule immunitarie. Non è stata segnalata reattività crociata con altre specie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rabbit anti-Mouse CD44 mAb
Note/Alias	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Specie	Mouse
GenelD (Umano)	960
GenelD	12505
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-176 del CD44 murino (NP_033981.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC
Reattività Crociata	Mouse
SWISS	P15379
Peso Proteico	85kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio