

Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse Cd45 () Per Citometria A Flusso - P06800

Numero articolo: CM0011631

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-mouse CD45 (clone) validato per citometria a flusso (FC). Rileva l'antigene comune dei leucociti (L-CA, B220) in campioni di topo. Ideale per immunofenotipizzazione e ricerca sulle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rabbit anti-Mouse CD45 mAb
Note/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Specie	Mouse
Gene ID (Umano)	5788
Gene ID	19264
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 26-566 del CD45 di topo (NP_001104786.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	P06800
Peso Proteico	130kDa / 140kDa / 144kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio