

Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse Cd45 () Per If/Icc, Fc - P06800

Numero articolo: CM0005977

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio contro CD45 murino, validato per immunofluorescenza (IF/ICC) e citometria a flusso (FC). Riconosce l'antigene comune dei leucociti (L-CA) per la ricerca sulle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Mouse CD45 mAb
Osservazioni/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	5788
GeneID	19264
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 26-566 del CD45 murino (NP_001104786.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC
Reattività Crociata	Mouse
SWISS	P06800
Peso Proteico	130KDa/140KDa/144KDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio