

Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse Cd45R/B220 (Biotina) Per Citometria A Flusso - P06800 / P08575

Numero articolo: CM0010933

introduzione

Anticorpo monoclonale di ratto coniugato alla biotina contro CD45R/B220 di topo, validato per citometria a flusso. Specifico per topo, consigliato per l'immunofenotipizzazione e la ricerca sulla segnalazione delle cellule T. PM ~130-144 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Biotina Rat anti-Mouse CD45R/B220 mAb
Note / Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Specie	Topo
GeneID (Uomo)	5788
GeneID	19264/5788
Immunogeno	Proteina ricombinante di CD45R/B220 di topo
Origine	Ratto
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P06800/P08575
Peso della proteina	130kDa/140kDa/144kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio