

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd5 Murino (Apc) Per Citometria A Flusso - P13379

Numero articolo: CM0011488

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con APC di coniglio contro il CD5 murino (Ly-1/Lyt-1) per citometria a flusso. Adatto per l'analisi delle cellule T e B1a, la segnalazione TCR/BCR e la ricerca sulla tolleranza immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	APC Coniglio anti-CD5 murino mAb
Osservazioni/Alias	Ly-1; Ly-A; Ly-12; Lyt-1
Specie	Topo
GeneID (Umano)	921
GeneID (Topo)	12507
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-371 del CD5 murino (NP_031676.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P13379
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio