

Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse Cd50/Icam-3 (Icam-5, Telencefalina) () Per Fc - Q60625

Numero articolo: CM0010435

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro CD50/ICAM-3 (ICAM-5, telencefalina) di topo per citometria a flusso. Bersaglia la molecola di adesione neuronale espressa nel cervello; idoneo per la ricerca nel campo delle neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Mouse CD50/ICAM-3 mAb
Annotazioni / Alias	TLN; CD50; Tlcn; Icam3; ICAM-3; ICAM-5
Specie	Topo
GeneID (Uomo)	7087
GeneID (Topo)	15898
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 32-227 della CD50/ICAM-3 di topo (NP_032345.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q60625
Peso proteico	97kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio