

Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse Cd59A () Per Citometria A Flusso - 055186

Numero articolo: CM0009487

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il CD59a di topo, coniugato con . Validato per citometria a flusso. Il CD59a inibisce la formazione del complesso di attacco alla membrana del complemento, proteggendo le cellule dalla lisi. Reagisce in modo crociato con il topo. Peso molecolare proteico ~14kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Mouse CD59a mAb
Note/Alias	Cd59; MACIF; MAC-IP
Specie	Topo
Gene ID	12509 (topo)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-96 del CD59a di topo (NP_031678.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	O55186
Peso proteico	14kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio