

Anticorpo Monoclonale Anti-Topo Cd69 () Per Citometria A Flusso - P37217

Numero articolo: CM0010719

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato specifico per il CD69 di topo, un antigene di attivazione precoce su cellule T, cellule B, cellule NK. Validato per citometria a flusso (FC), ideale per la ricerca in immunologia e infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-Topo CD69
Note/Alias	AIM; VEA; 5830438K24Rik
Specie	Topo
GeneID (Umano)	969
GeneID	12515
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 64-199 del CD69 di topo (NP_001028294.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P37217
Peso Proteico	22kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio