

Anticorpo Monoclonale Anti-Topo Cd79B () Per Citometria A Flusso - P15530

Numero articolo: CM0010858



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato specifico per il topo CD79b (Ig-beta) per citometria a flusso. Ideale per la ricerca sulle cellule B, studi di segnalazione del BCR e immunofenotipizzazione. Specifico per il dominio extracellulare del topo CD79b.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Topo CD79b
Note/Alias	B29; Igb; Igbeta; Ig-beta
Specie	Topo
GeneID (Umano)	974
GeneID	15985
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-158 del topo CD79b (NP_032365.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P15530
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio