


Anticorpo Monoclonale Anti-Topo Cd80 () Per Fc - Q00609

Numero articolo: CM0008093



introduzione

Anticorpo monoclonale anti-topo CD80 coniugato con per citometria a flusso. Mira alla molecola costimolatoria B7-1 coinvolta nell'attivazione delle cellule T e nella regolazione immunitaria. Adatto per la ricerca in immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb anti-Topo CD80
Note/Alias	B71; Ly53; TSA1; Cd28l; Ly-53; MIC17
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	941
ID Gene	12519
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 38-245 del CD80 del topo.
Sorgente	Criceto Armeno
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q00609
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio