

Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse Cd82 Per Citometria A Flusso - P40237

Numero articolo: CM0004353

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-mouse CD82 coniugato con , validato per la citometria a flusso. Bersaglia il CD82 del mouse (Kai1, C33) con elevata specificità; adatto per la ricerca sul cancro e in immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Monoclonale Rabbit anti-Mouse CD82
Note/Alias	C33, IA4, Kai1, Tspan27
Specie	Mouse
GenelD (umano)	3732
GenelD	12521
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-266 del CD82 del mouse (NP_001258390.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	P40237
Peso Proteico	30kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio