

Anticorpo Monoclonale Anti-Topo Cd84 Coniugato Per Citometria A Flusso - Q18Pi6

Numero articolo: CM0005432

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato diretto contro il CD84 murino (SLAMF5, CDw84). Progettato per applicazioni di citometria a flusso. Riconosce il CD84 murino con un peso molecolare previsto di ~37 kDa. SWISS: Q18PI6.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Topo CD84
Note/Alias	CDw84, SLAMF5, A130013D22Rik
Specie	Topo
GeneID (Umano)	8832
GeneID (Topo)	12523
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 22-221 del CD84 murino (NP_038517.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q18PI6
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio