


Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse Cd8A (Apc) Per Citometria A Flusso - P01731

Numero articolo: CM0004917



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il CD8a di topo, coniugato direttamente con APC. Ottimizzato per la citometria a flusso (FC) per studiare la funzione del corecettore delle cellule T, l'attività CTL e la ricerca sui checkpoint immunitari. Adatto per modelli immunologici di topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	APC Rabbit anti-Mouse CD8a mAb
Annotazioni / Alias	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Specie	Topo
GeneID (Umano)	925
GeneID	12525
Immunogeno	Proteina ricombinante / Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 28-196 del CD8a di topo (NP_001074579.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Topo
SWISS	P01731
Peso Proteico	27kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio