


Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse Cd8A Per Fc - P01731

Numero articolo: CM0004776



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che si targeting del CD8a murino (Lyt-2) per citometria a flusso. Adatto per il rilevamento di cellule T citotossiche e cellule NK in campioni murini nella ricerca di immunologia e immunoncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rabbit anti-Mouse CD8a mAb
Note/Alias	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	925
GeneID	12525
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 28-196 del CD8a murino (NP_001074579.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	P01731
Peso Proteico	27KDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio