


Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse Cd8A Per Fc - P01731

Numero articolo: CM0005302



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-mouse CD8a per citometria a flusso. Riconosce il dominio extracellulare (aa 28-196) della CD8a di topo. Adatto per la profilazione delle cellule immunitarie e la ricerca sui linfociti T. Peso molecolare calcolato 27 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Mouse CD8a mAb
Note/Alias	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Specie	Topo
GeneID (Uomo)	925
GeneID	12525
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-196 della CD8a di topo (NP_001074579.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P01731
Peso proteico	27kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio