

Anticorpo Monoclonale Anti-Topo Cd94 () Per Citometria A Flusso - 054707

Numero articolo: CM0005109

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato specifico per il CD94 di topo, validato per la citometria a flusso. Strumento essenziale per studiare la funzione del recettore delle cellule NK, l'auto-tolleranza immunitaria e le interazioni nel microambiente tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale Rabbit anti-Topo CD94
Note/Alias	CD94
Specie	Topo
GeneID (Umano)	3824
GeneID	16643
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 59-179 del CD94 di topo (NP_034784.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	054707
Peso Proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio