


## Anticorpo Monoclonale Anti-Topo Cd95/Fas Per Fc - P25446

Numero articolo: CM0006057



### introduzione

Anticorpo monoclonale anti-CD95/FAS di topo coniugato coniugato in coniglio, ottimizzato per la citometria a flusso. Ideale per lo studio dell'apoptosi mediata dal recettore FAS e dell'omeostasi delle cellule immunitarie nei modelli murini.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                    |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Nome prodotto       | mAb anti-CD95/FAS di topo da coniglio     |
| Annotazioni/Alias   | lpr; APO1; APT1; CD95; TNFR6; Tnfrsf6     |
| Specie              | Topo                                      |
| GeneID (Umano)      | 355                                       |
| GeneID              | 14102                                     |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante di CD95/FAS di topo |
| Origine             | Coniglio                                  |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                     |
| Applicazione        | FC                                        |
| Reattività crociata | Topo                                      |
| SWISS               | P25446                                    |
| Peso proteico       | 37KDa                                     |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                         |