

Anticorpo Monoclonale Abflo 647 Anti-Mouse Cd98 (Slc3A2) Per Citometria A Flusso - P10852

Numero articolo: CM0005288



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con ABflo 647 diretto contro la catena pesante di CD98 (SLC3A2) di topo. Validato per citometria a flusso, consente la colorazione della superficie cellulare e studi sui trasportatori di amminoacidi. Presenta reattività crociata con campioni di topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rabbit anti-Mouse CD98 mAb
Note/Alias	4F2; Cd98; Ly10; Mdu1; 4F2HC; Ly-10; NACAE; Ly-m10; Mgp-2hc
Specie	Topo
GeneID (Umano)	6520
GeneID	17254
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente agli amminoacidi 105-526 di CD98 di topo (NP_032603.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Topo
SWISS	P10852
Peso Proteico	58kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio