

Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse Cx3Cr1 Per Citometria A Flusso - Q9Z0D9

Numero articolo: CM0012240

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-Mouse CX3CR1 validato per la citometria a flusso. Riconosce il recettore della chemochina CX3C di topo 1 (recettore della fractalkine). Adatto per la ricerca in immunologia e infiammazione. SWISS: Q9Z0D9.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Monoclonale Coniglio anti-Mouse CX3CR1 (Coniugato 488)
Osservazioni/Alias	mCX3CR1
Specie	Mouse
ID Gene (Umano)	1524
ID Gene (Mouse)	13051
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli aminoacidi 1-100 del CX3CR1 di topo (NP_034117.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	Q9Z0D9
Peso Proteico	40 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio